

## En Plus İlk Yardım Boyunluęu Ayarlanabilir Yetiřkin & Pediatrik



- Kolay kullanım ve doęru ayarlama
- Otomatik çene çevirme ve iki kilitleme düęmesi
- Sadece 3 adımda en uygun boyutlandırma, kilitleme, yerleřtirme
- Geniř çene desteęi
- Nazal kanül tüpü tutma desteęi
- Entübasyon açıklığı
- MR ve CT uyumlu

### En Plus Yetiřkin & Pediatrik İlk Yardım Boyunlukları

- Servikal bölge anatomisine, ilk yardım prensiplerine uygun olarak üretilen En Plus boyunlukları acil ilk yardım alanlarında kullanılmaktadır.
- Boyunluęun yükseklięi her hastaya uyum için, yetiřkin boyu 4 ana kademe (3-4-5-6) olmak üzere toplam 16 deęişik ara kademe, pediatrik boyu 3 ana kademe (1-2-3) olmak üzere toplam 12 farklı kademe kolayca ayarlanabilmektedir.
- En Plus ilk yardım boyunlukları boyunda tam stabilizasyonu saęlayacak sertlikte olup, bu sayede boyun kısmının ekstansiyon, fleksiyon, iç ve dış rotasyon hareketlerini önlemektedir.
- En Plus ilk yardım boyunlukları geniř çene desteęine sahiptir. Geniř çene desteęi boyunluk takıldıęında başka bir hamleye gerek kalmadan kendilięinden açılabilir.
- Boyunluk iç yüzeyinde bulunan Sünger, hasta konforu için yuvarlatılmıř klipslerle boyunluęa tutturulmuř olup, 6 mm kalınlıęındadır.
- En Plus boyunluklar uygulanan hastanın Radyoloji tetkiklerinin tam ve eksiksiz yapılabilmesi için MR uyumlu malzemeden üretilmiřtir.
- En Plus ayarlanabilir ilk yardım boyunlukları CE belgesine sahiptir.

## Özellikler

En Plus EN2050 Yetişkin	
Ayarlama boyutları	Boyunsuz, Kısa, Normal ve Uzun
Ayar sayısı	16 ayar
Boyutlar	555 x 220 x 15 mm (21.9" x 8.6" x 0.6")
Ağırlık	150 g
Renk	Beyaz/Açık gri/Açık mavi
En Plus E2060 Çocuk	
Ayarlama boyutları	Bebek, Çocuk ve Küçük Yetişkin
Ayar sayısı	12 Ayar
Boyutlar	447 x 188 x 14 mm (17.6" x 7.4" x 0.6")
Ağırlık	100 g
Renk	Sarı/Açık gri
Ürün	
Malzeme	
Plastik	Polipropilen
Köpük	Poliyeten ( 6mm )



En Plus Yetişkin Tip  
Boyunluk

## Ambalaj Özellikleri

Katalog Numarası	Açıklama
EN2050	Yetişkin ilk yardım boyunluğu, 20/Kutu
EN2060	Pediyatrik ilk yardım boyunluğu, 30/Kutu



En Plus Pediyatrik Tip  
Boyunluk

Üretici: Elde Ltd. Şti.  
Yedpa Ticaret Merkezi  
Ataşehir / İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 216 660 00 74  
Fax: +90 216 660 00 75  
[www.eldemedical.com](http://www.eldemedical.com)

**en** PLUS+  
Cervical Collar

CE

Made in Turkey