


## Odyo Plus Abr Elektrodu



- Bir pakette 3 adet snap elektrod
- Hidrojel yüzey
- Kumaş kenarlık
- 34\*23mm ebatlarında

### Odyo Plus İşitme tarama testi için snap elektrod

Yenidoğan işitme tarama testlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hidrojel yüzey sayesinde efektif yapışma

Madsen AcccuScreen marka dokunmatik ekranlı yenidoğan işitme tarama cihazıyla uyumludur.

**Odyo Plus**  
Hearing Test