

## Odyo Plus Klinik ABR/BERA Elektrodu



- Bir pakette 25/50 adet ıslak jelli elektrod
- Bio uyumlu poliüretan köpük materyal
- 25\*25mm ebatlarında

## Odyo Plus klinik bera işitme testi için ıslak jelli snap elektrod

Klinik ABR/BERA işitme tarama testlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İnteracoistics Eclipse, Madsen AcccuScreen Otometrics, Vivosonic vb marka klinik ABR/BERA işitme tarama cihazlarıyla %100 uyumludur.