

Odyo Plus Kulak Ucu Probleri



- Sarı - 3,7mm
- YeŐil - 4mm
- Pembe - 4,5mm
- Mavi - 5mm

Odyo Plus iŐitme tarama testi iin kulak ucu probleri

% 100 silikon

Yenidođan iŐitme tarama testlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıŐtır.

Madsen AcccuScreen marka dokunmatik ekranlı yenidođan

iŐitme tarama cihazıyla %100 uyumludur.

Üretici: Elde Ltd. Őti.

AtaŐehir / İstanbul /

Türkiye

Tel: +90 216 660 00 74

Fax: +90 216 660 00 75

www.mediplusmedikal.com

Odyo Plus

Hearing Test

Made in Turkey