

En Plus ET Tube Holder Entübasyon Tüp Tutucu Vidalı



- Vidalı sistem sayesinde her çapta entübasyon tüpü ve larengeal maske ile uyumludur
- PE den imal edilmiştir
- Tek kullanımlıktır

En Plus Entübasyon Tüp Sabitleyici Vidalı

En Plus ET Tube holder hava yolu ventilasyonunda endotrekeal tüp, larengeal maske vb ürünlerin güvenli sabitlenmesini sağlar.

ET Tube holder ağız boşluğuna gelen airway sayesinde hastanın tüpü ısırmasını engeller ve hava yolu boşluğunu açık tutar.

ET Tube Holder üzerinde yer alan ikinci boşluk gastrik müdahaleye olanak sağlar.

Flaster şeklinde yapıştırma olmadığı için hasta cildinde alerjik reaksiyona ve tahrişe neden olmaz.

